

## MAKROSKOPİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Makroskopi seti dokuların iyi şekilde doku takip işlemi görebilmesi amacıyla standart boyut ve kalınlıkta hazırlanmasını sağlamalıdır.
2. Makroskopi seti boyutları 59 x 42 x 3 cm olan bir çalışma alanına sahip olmalıdır.
3. Derinlikleri 1,5 ila 3 mm arasında kalibre edilebilen, özellikle solid organlar ve tümörler için 2 ayrı boyutta paslanmaz çelikten çukur bölge içeren 20 x 7 cm boyutlarında metal yüzey bulunmalıdır.
4. Kalibrasyonun yapılmasını sağlayan 1,5-2,0-2,5 ve 3,0 mm'lik kalibrasyon anahtarları verilmelidir.
5. Çukur bölgelerin üstünde ray sistemi bulunmalıdır. Buraya sokulan traşlama bıçakları düz bir hatta ve güvenli kesim sağlamalıdır.
6. Parça keserken dokuların üzerine bastırılan küçük ve büyük dokular için 2 ayrı plastik doku tutucu verilmelidir.
7. Setin sağ ve sol köşelerinde 15 cm uzunluğunda sabit 2 cetvel bulunmalıdır.
8. Makroskopi setinde özellikle meme vb. gibi yağlı dokular, deri vb. gibi düz yapılar, apandisit, göbek bağı, fallop tüpleri vb. gibi küçük tübik organlar, safra kesesi, bağırsak gibi organlar ve kaygan yumuşak dokular için uygun makroskopi almayı sağlayan forklar bulunmalıdır.
9. Forklar dört dişli, çift taraflı metal çatal şeklinde olmalıdır. İki çatal arası mesafe 2.5 mm olan 1 adet fork verilmelidir.
10. Makroskopi seti ile birlikte aşağıda belirtilen malzemeler verilmelidir:
  - Kullanılmış Mikrotom bıçağı tutucusu, 3 adet
  - Traşlama Bıçağı tutucusu, 130 mm, 2 adet
  - Traşlama Bıçağı tutucusu, 260 mm, 1 adet
  - Traşlama Bıçağı 130 mm, 50'lik 2 paket
  - Traşlama Bıçağı 260 mm, 50'lik 1 paket
  - Değişebilir uçlu makas, 2 adet
  - Makas ucu, sivri/küt, 5 çift, 2 paket